




REACH FLC

Линейный сшивающе-режущий аппарат
& одноразовые картриджи



Усовершенствованная
конструкция



Контроль
компрессии



Управление
одной рукой



Предохранительный
механизм



Сертификат CE

Линейный сшивающе-режущий аппарат FLC

FLC помогает хирургам добиться превосходного качества разреза и гемостаза благодаря единой компрессии, надежному захвату тканей и превосходному дизайну лезвия.



Код продукта	Длина рабочей части	пред. загрузка с	максимальное количество прошиваний	КОЛ-ВО/КОРОБКА
FLC6038S	60 mm	FLC6038L	8	3
FLC6048S	60 mm	FLC6048L		
FLC8038S	80 mm	FLC8038L		
FLC8048S	80 mm	FLC8048L		

Картриджи FLC

Хирургам разрешается выбирать из множества размеров, оснащенных предохранительными механизмами для обеспечения клинической безопасности.



Код продукта	Длина рабочей части	Цвет	Высота открытой скобы	Высота закрытой скобы	Количество скоб	Количество рядов скоб	КОЛ-ВО/КОРОБКА
FLC6038L	60 mm	Синий	3.8 mm	1.5 mm	64	4	6
FLC6048L	60 mm	Зеленый	4.8 mm	2.0 mm	64		
FLC8038L	80 mm	Синий	3.8 mm	1.5 mm	84		
FLC8048L	80 mm	Зеленый	4.8 mm	2.0 mm	84		

Контакты

Global Headquarter
120 Xinxing Road
West Zone, TEDA
300462 Tianjin
China

T +86-22-25326259
F +86-22-66200915

Импортер



Дистрибьютор

