



iReach Omnia

Grapadoras Articuladas Motorizadas



**Gama
PRO**



**Rendimiento
PRO**



**Inteligencia
PRO**

Product Features

Una plataforma de grapado PRO en todos los sentidos

La plataforma OMNIA combina nuestras últimas innovaciones en tecnologías de grapado para formar una herramienta que es amplia y adaptable incluso para los cirujanos más exigentes.

Gama PRO



De 30 mm, 45 mm a 60 mm de longitud de grapas, tanto recargas convencionales como progresivas en altura. La plataforma OMNIA ofrece la selección más amplia de recargas. Dando la máxima libertad de elección a los cirujanos.



Las recargas especializadas, como las recargas de punta curva, ayudan al cirujano a navegar incluso en los escenarios más desafiantes.

Rendimiento PRO



El diseño de yunque fijo permite una colocación más fácil de los tejidos, especialmente en espacios estrechos.

Las nuevas recargas de altura progresiva cuentan con una superficie escalonada que facilita la extracción de fluidos y mejora la formación de grapas.



La función de apertura/cierre automática de la mordaza totalmente potente reduce el desgarro del tejido y mejora la seguridad.

El cirujano también puede presionar brevemente para cerrar la mandíbula por la mitad para un mejor acceso.

Inteligencia PRO



El chip integrado reconoce de forma inteligente diferentes modelos de recarga en el momento en que se conecta y aplica parámetros específicos de compresión y proceso de disparo para un efecto óptimo.



El cirujano también puede presionar brevemente para cerrar la mandíbula. El proceso de compresión está programado para adaptarse a varios espesores de tejido y ajustar la velocidad de corte en consecuencia.

La grapadora se ralentizará gradualmente durante la última parte del proceso de compresión para minimizar el deslizamiento del tejido y reducir la malformación de las grapas por la mitad para un mejor acceso.



Beneficios clínicos

Torácico



- Seleccione la longitud de recarga precisa para tejidos específicos con diferentes alturas de grapas. Las recargas progresivas de altura simplifican el proceso de selección y mejoran la seguridad.
- El mecanismo de apertura y cierre motorizado reduce las sacudidas y el riesgo de desgarro al manipular los vasos.

Bariátrico



- La superficie escalonada en la recarga conduce a una mejor compresión y a una extracción de fluidos más completa, especialmente en los tejidos gástricos gruesos.
- Las recargas con altura de progresión ofrecen más flexibilidad en la selección de la recarga, mejoran la formación de grapas y aseguran la anastomosis en regiones con más tensiones.
- El diseño de altura progresiva aprieta en la línea de grapas y agrega más perfusión para mejorar el proceso de cicatrización.

Colorectal



- La articulación más corta ayuda a llegar más abajo en espacios estrechos para una colocación más precisa.
- Utilice recargas de longitud de 30 mm, 45 mm o 60 mm para diferentes partes de la cirugía y en diferentes tipos de tejido con una amplia gama de recargas isométricas de altura o altura de progresión.

Hepatopancreático



- Utilice recargas de 30 mm para sellar los vasos de forma segura y eficaz.

Especificaciones de la grapadora

Código del producto	Longitud del eje (mm)	Disparar un número máximo
IDS	85mm	16
IDM	155mm	
IDL	255mm	

Especificaciones de recarga compatibles

Código del producto	Longitud de la línea de grapado (mm)	Compatibilidad del trocar (mm)	Color	Altura de la grapa (abierta/cerrada)	Grosor combinado del tejido	Número de filas de grapas	QTY/ BOX	
ID3025/ID3025B	30mm	12	Blanco	2.5 mm 1.0 mm	Fino	6	6	
ID4525/ID4525B	45mm							
ID6025/ID6025B	60mm							
ID4535/ID4535B	45mm		Azul	3.5 mm 1.5 mm	Medio			
ID6035/ID6035B	60mm							
ID4548	45mm	15	Verde	4.8 mm 2.0 mm	Grueso			
ID6048	60mm							
ID30TAN/ID30TANB	30mm	12	Tan	2.0/2.5/3.0 (mm) 0.75/1.0/1.25 (mm)	Vascular/ Fino			
ID45TAN/ID45TANB	45mm							
ID60TAN/ID60TANB	60mm							
ID30PUL/ID30PULB	30mm		Púrpura	3.0/3.5/4.0 (mm) 1.25/1.5/1.75 (mm)	Medio/ Grueso			
ID45PUL/ID45PULB	45mm							
ID60PUL/ID60PULB	60mm							
ID45BLK	45mm	15	Negro	4.0/4.5/5.0 (mm) 1.75/2.0/2.2 (mm)	Extra Grueso			
ID60BLK	60mm							

* Unidades de recarga de punta curva con sufijo "B"

** Ciertos modelos pueden no estar disponibles en algunas regiones.

Contacto

Global Headquarter
120 Xinxing Road
West Zone, TEDA
300462 Tianjin
China

T +86-22-25326259
F +86-22-66200915

Importador



Distribuidor

